



Oster-Special bei medical **ECONET**

Für jedes im Zeitraum vom 15.03.2010 bis zum 30.04.2010 bestellte BT 350 CTG erhalten Sie von uns **€150,- cash-back*** im Gegenzug für die Außerbetriebnahme eines Altgerätes.



BT-350

Modernes und benutzerfreundliches CTG-Gerät

- 7" TFT Farbdisplay (800 x 480) oder 7-Segment LED-Display um 270° drehbar
- 450 Stunden Trendspeicher
- hochempfindliche 9-Kristall Ultraschallsonden, Frequenz 0,985 MHz
- wasserfeste Ultraschall- und Tokosonden
- Druck wahlweise mit europäischer oder internationaler Skalierung
- integrierte Batterie
- inklusive Sonden, Eventmarker, CTG-Gurte, Ultraschallgel und Druckerpapier

medical **ECONET**

medical Econet GmbH
Mainstrasse 6 c-d
45768 Marl
Tel.: (02365) 92437-0
Fax: (02365) 92437-55

Vertrieb durch:

www.praximed.com
info@praximed24.eu
Fax 037754-2393

