

**MEDIZINISCHE EINMALHANDSCHUHE  
TECHNISCHES DATENBLATT**

Produkt:	<b>Vasco® Sensitive</b> Untersuchungshandschuh, unsteril
Material:	Naturalatex
Farbe:	naturweiß
Handschuhform:	gerade Finger, beidhändig passend
Rand:	Rollrand
Oberfläche:	extrarau
Innenfläche:	synthetische Innenbeschichtung
Puder:	puderfrei
Zusatzstoffe:	Vulkanisationsmittel (Schwefel) Beschleuniger (Zn-Dithiocarbamat, Zn-Merkaptobenzothiazolat, keine Thiurame) Aktivator (Zinkoxid) Alterungsschutz (sterisch gehinderte Phenole)
pH Wert:	neutral
Bioburden:	< 100 CFU / Handschuh
Pyrogene:	n. a.
Endotoxine:	< 20 EU (LAL) / Handschuh
Proteingehalt:	20,1 µg/g (Lowry)
Chemikalien-Beständigkeit:	auf Anfrage, Lösung/Substanz genau spezifizieren

Alle Angaben sind typische Einzelwerte. Änderungen vorbehalten.

Dokumenten-Name	Datum	Stand
Datenblatt Vasco® Sensitive	28.08.2006	01

**MEDIZINISCHE EINMALHANDSCHUHE  
TECHNISCHES DATENBLATT**

Größe / Abmessungen (mm) gemäß DIN EN455-2	Handbreite	Mindestlänge
XS	≤ 80	240
S	80 ± 10	240
M	95 ± 10	240
L	110 ± 10	240
XL	≥ 110	240

Wanddicke: (doppelt gemessen)      Handfläche: min 0,24 mm  
Finger: min 0,24 mm  
Schaft: min. 0,16 mm

Reißfestigkeit:      9 N vor / 6 N nach Alterung (gemäß EN 455-2)

Dichtigkeit:      gemäß EN 455-1

AQL (Wasser-Dichtigkeit):      1,5

Haltbarkeit:      3 Jahre

Sterilisation:      unsteril

Verpackung:      100 Handschuhe in Dispenserkarton  
Paar      10 Dispenser im Transportkarton

Lagerung:      Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig  
gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Qualitätszertifikate:      DIN EN ISO 13485  
DIN EN ISO 9001

Produktbezogene Normen:      DIN EN 455 1-3

CE Kennzeichnung:      CE Klasse 1

Alle Angaben sind typische Einzelwerte. Änderungen vorbehalten.

Dokumenten-Name	Datum	Stand
Datenblatt Vasco® Sensitive	28.08.2006	01