

**MEDIZINISCHE EINMALHANDSCHUHE
TECHNISCHES DATENBLATT**

Produkt:	Vasco® OP Sensitive steriler Operationshandschuh
Material:	Naturalatex
Farbe:	naturhell
Handschuhform:	vollanatomisch mit gebogenen Fingern
Rand:	Rollrand
Oberfläche:	mikrorau
Innenfläche:	synthetische Innenbeschichtung
Puder:	puderfrei
Zusatzstoffe:	Vulkanisationsmittel (Schwefel) Beschleuniger (Zn-Dithiocarbamat, Zn-Merkaptobenzothiazolat, keine Thiurame) Aktivator (Zinkoxid) Alterungsschutz (sterisch gehinderte Phenole)
pH Wert:	neutral
Bioburden:	< 100 CFU / Handschuh
Pyrogene:	frei
Endotoxine:	< 20 EU (LAL) pro Handschuh
Proteingehalt:	16,0 µg/g (Lowry, mod.)
Chemikalien- Beständigkeit:	auf Anfrage, Lösung/Substanz genau spezifizieren

Alle Angaben sind typische Einzelwerte. Änderungen vorbehalten.

Dokumenten-Name	Datum	Stand
Datenblatt Vasco® OP Sensitive	09.03.2007	02

**MEDIZINISCHE EINMALHANDSCHUHE
TECHNISCHES DATENBLATT**Größe / Abmessungen:
(mm)

Größe	Zeigefinger Länge	Handbreite	Mindestlänge
6	60 ± 2	79 ± 3	270
6,5	63 ± 2	85 ± 3	270
7	66 ± 2	91 ± 3	270
7,5	71 ± 3	97 ± 3	280
8	74 ± 3	105 ± 3	280
8,5	77 ± 3	111 ± 3	285
9	80 ± 3	112 ± 3	285

Wanddicke:
(doppelt gemessen)Handfläche: 0,44 ± 0,05 mm
Finger: max. 0,54 mm
Schaft: mind. 0,34 mm

Reißfestigkeit:

min 12 N vor / 9 N nach Alterung (gemäß EN 455-2)

Dichtigkeit:

gemäß EN 455-1

AQL (Wasser-Dichtigkeit):

1,0

Haltbarkeit:

3 Jahre

Sterilisation:

Gamma, 25 kGy

Verpackung:

1 Paar im Flachbeutel,
40 Paar in Dispenserkarton,
10 x 40 Paar im Transportkarton

Lagerung:

Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig
gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Qualitätszertifikate:

ISO 13485
ISO 9001
EG-Zertifikat: G1, Anhang II MDD 93/42/EWG

Produktbezogene Normen:

DIN EN 455 1-3

CE Kennzeichnung:

CE 0123

Alle Angaben sind typische Einzelwerte. Änderungen vorbehalten.

Dokumenten-Name	Datum	Stand
Datenblatt Vasco® OP Sensitive	09.03.2007	02