

Untersuchungshandschuhe aus Vinyl
unsteril, beihändig passend
für den Einmalgebrauch



Vinyl 2000 gepudert

Vinyl 2000 puderfrei



MDD 93/42/EEC



EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY

04/2008

frei von allergenen Proteinen
frei von Akzeleratoren

Vinyl 2000 PP

Vinyl 2000 PF



► Die Verwendung in Medizinischen Bereichen

- Unser VINYL 2000 ist zur Verwendung in medizinischen Bereichen geeignet
- Für den AQL-Wert von 1,5 für die Dichtigkeit bzw. die Übereinstimmung mit der EN 455 liegt ein DEKRA Zertifikat vor

► Die Hautfreundlichkeit

Wegen qualitativer und quantitativer Akzeleratorfreiheit einsetzbar bei **Typ-IV-Allergien**. *) Dieses Produkt ist frei von allergenen Proteinen, die zu Schockzuständen führen können **), und einsetzbar bei **Typ-I-Allergien**. *) Wenden Sie sich bitte bei Allergiefragen zu Handschuhen an uns.

► Die Handhabung und der Komfort

des VINYL 2000 puderfrei gelten in Anwenderkreisen als absolut hervorragend, durch seine weiche Konsistenz, die hohe Tastsensibilität, die hohe Reißfestigkeit und Sicherheit.

► Die Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) und EN 374-1, -2, -3 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit u. Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

Hinweis: Unsere "Gentle Med Cremelotion W/O" ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

*) Heese u.a., in: Deutsches Ärzteblatt, 86. Jahrgang, Heft 46, **) Baur u.a., in: Fortschritte der Medizin, 109. Jahrgang, Heft 31

Größe (gepudert)	REF	Box	Karton	Euro-Palette
x-klein (XS)	1151XS	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
klein (S)	1151S	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
mittel (M)	1151M	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
groß (L)	1151L	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
x-groß (XL)	1151XL	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
Größe (puderfrei)	REF	Box	Karton	Euro-Palette
x-klein (XS)	1251XS	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
klein (S)	1251S	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
mittel (M)	1251M	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
groß (L)	1251L	100 Stück	10 Boxen	54 Karton
x-groß (XL)	1251XL	100 Stück	10 Boxen	54 Karton